

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

NEX CLOREX 2% PREP

DESCRIPCIÓN

NEX CLOREX 2% PREP, es un aplicador desechable, que contiene una avanzada solución antiséptica compuesta de gluconato de clorhexidina al 2% en alcohol Isopropílico (IPA) al 70%; con un amplio espectro de acción biocida contra bacterias, microbacterias, hongos y virus.

El diseño de ésta producto, se ha desarrollado para satisfacer la necesidad de desinfectar diversas zonas del paciente sin tocarlo directamente.

PRESENTACIONES

Caja dispensadora de cartón grado médico, conteniendo 10 u 11 blísteres (dependiendo del código). Cada blíster flexible de polietileno grado médico y papel Tyvek, conteniendo un (01) aplicador desechable.

Código	Descripción	Presentación
NEXC2ASP03A	Aplicador de 3 mL sin color	Caja de cartón grado médico conteniendo 11 blísteres.
NEXC2ASP06A	Aplicador de 6 mL sin color	Caja de cartón grado médico conteniendo 10 blísteres.
NEXC2ASP10A	Aplicador de 10.5 mL sin color	
NEXC2ASP20A	Aplicador de 20 mL sin color	
NEXC2ASP26A	Aplicador de 26 mL sin color	
NEXC2ASP02SO	Aplicador de 2 mL con color	Caja de cartón grado médico conteniendo 11 blísteres.
NEXC2ASP03O	Aplicador de 3 mL con color	
NEXC2ASP06O	Aplicador de 6 mL con color	Caja de cartón grado médico conteniendo 10 blísteres.
NEXC2ASP10O	Aplicador de 10.5 mL con color	
NEXC2ASP20O	Aplicador de 20 mL con color	
NEXC2ASP26O	Aplicador de 26 mL con color	

EMPAQUE

- Fácil apertura (Peel Open).
- Elaborado para resistir la manipulación, transporte y almacenaje.
- Permite el orden y conservación del producto.
- Libre de partículas extrañas, manchas, rebabas y aristas cortantes.
- Libre de latex.
- Rotulado conforme a las especificaciones internacionales y nacional.
- Envase primario, tipo blíster, Polietileno grado médico y papel Tyvek, flexible, perímetro herméticamente sellado, conteniendo un (01) aplicador desechable, que permite visualizar las condiciones del producto. Asimismo, garantiza las propiedades físicas, químicas, esterilidad e integridad del mismo.

- Envase secundario, tipo caja dispensadora de cartón grado médico conteniendo los blísteres con su respectivo aplicador desechable.
- Embalaje de cartón corrugado conteniendo seis (06) cajas de cartón grado médico. Los embalajes son originales de fábrica; asimismo, facilitan su conteo y apilamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Aplicador tipo jeringa el cual consta de un émbolo, contenedor o cuerpo ergonómico en donde se almacena la mezcla de clorhexidina y alcohol isopropílico y una esponja adherida al contenedor.
- Libre de partículas extrañas, manchas y aristas cortantes.
- Libre de látex.
- Condición biológica: atóxico, hipoalergénico, estéril (esterilizado por óxido de etileno - ETO).
- Condición sanitaria acorde a las normas internacionales de calidad.
- El cuerpo o contenedor contiene una sustancia líquida de amplio espectro, de acción biocida contra bacterias, microbacterias, hongos y virus.

Composición: cada 100 g de producto contiene:

- Gluconato de clorhexidina 2.00 g
- Alcohol isopropílico 70% 62.00 g
- Coformulante* y agua c.s.p 100.00 g

***El coformulante es agregado solamente al aplicador con color o tintado.**

- Líquido en dos presentaciones de colores: transparente y de coloración naranja (cuya función es la de marcar aquellas zonas donde ya se aplicó el antiséptico).
- Peso Específico: 0.87800 - 0.88800g/mL
- Rango de pH: 5.5 – 7
- Estable frente a sustancias orgánicas.

ESQUEMA Y MATERIALES

- **Esponja** de Poliuretano grado médico.
- **Cuerpo** de Polipropileno o Polietileno de Alta Densidad (HDPP o HDPE)
- **Émbolo** de Polipropileno o Polietileno de Alta Densidad (HDPP o HDPE)
- **Sustancia líquida desinfectante** de gluconato de clorhexidina y alcohol isopropílico.



FICHA TÉCNICA

MEDIDAS

Descripción	Longitud en centímetros	
	España	Cuerpo
Aplicador de 3 mL	2.0 cm	08.00 cm
Aplicador de 6 mL	2.5 cm	11.00 cm
Aplicador de 10.5 mL	2.5 cm	11.5 cm
Aplicador de 26 mL	2.5 cm	13 cm.

ALMACENAMIENTO

El producto es fácilmente inflamable: mantener en un lugar fresco y seco, lejos de llamas, chispas o fuentes de calor. No fumar.

APLICACIONES

Es muy útil para la antisepsia de la piel en general:

- Desinfección del punto de inserción para catéteres venosos y arteriales.
- Desinfección de áreas de la piel para tomas de sangre y biopsias.
- Desinfección de la piel para la práctica de punciones;
- Preparación del campo quirúrgico: para la antisepsia general de las zonas interesadas.

MODO DE USO

Pulse la parte superior del depósito para activar el aplicador. No toque la esponja. Espere unos segundos y luego humedecer la esponja presionando y soltando repetidamente la esponja contra la zona de tratamiento hasta que el líquido sea visible en la piel. Aplicar el producto sobre la zona a tratar con movimientos circulares y dejar secar.

"Permita que el área se seque al aire por aproximadamente tres (3') minutos"

La solución antiséptica contiene alcohol y desprende vapores inflamables.

No cubrir o usar fuentes de ignición hasta que el producto esté completamente seco.

Utilizar en un área bien ventilada. Retire los materiales mojados de la zona de preparación. Solución No permitida para piscina.

No lo use en heridas abiertas en la piel y membranas mucosas.

INCOMPATIBILIDADES CON OTROS PRODUCTOS

No debe ser mezclado con jabones, detergentes aniónicos, cloruros, carbonatos, bicarbonatos y otros aniones inorgánicos, peróxido de hidrógeno.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE SEGURIDAD

El producto debe ser utilizado por personal calificado con las normas necesarias y medidas de seguridad.

Mantener bien cerrado, en un lugar fresco y seco, lejos de llamas, chispas y cualquier fuente de calor.

La solución es irritante para los ojos. La inhalación de sus vapores puede provocar somnolencia y mareos.

En caso de:

- Contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.
- Ingestión: No inducir al vómito, enjuagar inmediatamente la boca sin tragar y tomar mucha agua y acudir al médico.
- Inhalación: mover al paciente al aire libre si es necesario y acudir al médico.

CADUCIDAD

24 meses.

NORMAS QUE APLICA

- ISO 10993-7 (Esterilización por ETO)
- ISO 11135-1994 (Residuos ETO)
- ISO 13485
- UNI EN 12054,
- UNI EN 1500,
- UNI EN 12791,
- UNI EN 1275: Ensayos para determinar actividad biocida.
- ISO 9001

FABRICANTE

Fabricado por: Nex Medical Antiseptics S.R.L. Italia.

NEX
MEDICAL
ANTISEPTICS

IMAGEN DEL PRODUCTO
(Envase Mediato e Inmediato)

