

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

SUCTION CANISTERS AND LINERS, RIGID CANISTERS (CONTENEDORES Y BOLSAS DE SUCCIÓN, CONTENEDORES RÍGIDOS)

MODELO

BAG SUCTION LINER

MARCA

Vide®

CÓDIGOS DE REFERENCIA

- MI285-0008: Bolsas de 1000mL, codo amarillo
- MI286-0008: Bolsas de 1500mL, codo morado
- MI287-0008: Bolsas de 2000mL, codo celeste
- MI288-0008: Bolsas de 3000mL, codo verde

DESCRIPCIÓN

Los Suction Canisters and Liners, Rigid Canisters (Contenedores Rígidos y Bolsas de Succión), marca VIDE®, están destinados a ser utilizados como un contenedor de almacenamiento temporal para las secreciones o fluidos extraídos del cuerpo humano.

En lo que respecta a las bolsas de succión, en particular, son descartables y funcionan con un contenedor o canister reusable, el que es colocado, a petición del usuario, en los diferentes ambientes hospitalarios según sus necesidades. Todas las bolsas de succión, están diseñadas para ser utilizados por un solo paciente.

El dispositivo no está destinado a canalizar o almacenar sangre, líquidos corporales, tejidos, líquidos o gases; con el propósito de eventuales infusiones, administraciones o introducción en el cuerpo.

Todos los modelos cuentan con accesorios tales como: canister rígido graduado reusable, coches, tubos conectores, etc.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de succión contenida en empaque individual. Caja de cartón conteniendo 50 bolsas individuales.

Empaque inmediato o primario

- Bolsa de polietileno de baja densidad (LDPE) que garantiza la hermeticidad e integridad del producto.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Libre de partículas extrañas y manchas
- Fácil apertura (diseñado con dos muescas en la parte inferior, una a cada lado, para facilitar dicha función).
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento.
- Rotulado legible de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.
- Empaque individual

Empaque mediano o secundario

- Caja de cartón corrugado conteniendo 50 bolsas en cuyo interior se encuentra una bolsa de succión.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento.
- Dimensiones homogéneas para facilitar su apilamiento.
- Rotulado legible de acuerdo a estándares nacionales e internacionales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Producto descartable con la finalidad de evitar el reúso de la misma.
- Compatibles con diversos aspiradores y sistemas de succión.
- Diseñadas con conexión tándem, que le permite trabajar en circuito cerrado entre dos a cuatro bolsas de aspiración.
- Bolsas no estériles.
- Fabricadas en ambientes Asépticos (según Farmacopea de Estados Unidos de Norteamericana-USP)
- Libre de látex, ftalatos y metales pesados.
- Producto atóxico, no irritante y no contaminante.
- La bolsa de succión, está conformada por dos partes unidas herméticamente desde su fabricación: la tapa (la que contiene varios componentes) y el cuerpo de la bolsa.
 - **Tapa:**
 - Color azul, con un asa de tamaño suficientemente grande para el acceso de la mayoría de los dedos de la mano, para facilitar su extracción del canister o depósito, con suma facilidad y seguridad.
 - **Puerto de aspiración del paciente** (Patient), en cuya base se encuentra la válvula antirreflujo al paciente, para evitar el retorno del líquido aspirado hacia éste, en caso de que el sistema de vacío falle o deje de aspirar.
 - **Puerto múltiple**, que se reconoce a simple vista por ser el de mayor diámetro. Este puerto, puede operar de dos maneras. Como puerto Tándem: para conexión en serie u Ortho: para toma de muestras; según se requiera.
 - **Puerto de conexión al sistema de vacío** (Vacuum), en cuya base se encuentra el filtro poroso hidrofóbico de cierre automático / válvula antirreflujo al puerto de vacío. Como podemos determinar por el nombre, este componente se comporta de dos maneras: Como filtro poroso antimicrobiano de alta eficiencia de filtración de un 99.9% (según estudios de Laboratorios Nelson), inhibiendo el paso de microorganismos de 3.3 micras. Asimismo, como válvula de cierre hidrofóbica automática, la cual cesa la acción de

FICHA TÉCNICA

aspirado una vez que la bolsa se haya llenado para evitar desbordamientos.

De otro lado, como válvula antirreflujo al puerto de vacío, evita todo tránsito de fluidos al sistema de vacío, evitando su contaminación o deterioro.

- Todos los puertos, cuentan con sus tapas respectivas, las que le dan la hermeticidad exigida en este tipo de dispositivos, permitiendo la extracción y traslado sin mayores contratiempos y el consecuente peligro de contaminación del personal asistencial.
- Codo de 90°, cinco en uno, para ser colocado en el puerto del paciente. El color varía para ser un distintivo y relacionarlo con el canister a usar, según el volumen de la bolsa.

▪ **Cuerpo de la bolsa**

- Fusiónada por calor a la tapa de la bolsa con sello de fábrica.
- Capaz de soportar una presión externa de 50kg-f por 3 segundos después de haberse llenado con fluidos y sellarla con sus tapas de los diferentes puertos, garantizando su hermeticidad.
- Flexible y resistente a los golpes.
- Superficie lisa de sus paredes.
- Totalmente transparente para facilitar la inspección visual del fluido aspirado.

COMPONENTES Y MATERIALES

- Tapa: Polietileno (PE)
- Forro o bolsa: PE + Poliamida (PA)
- Filtro: Polietileno de Peso Molecular Ultra Alto (UHMWPE).
- Codo de unión: PE

USO PREVISTO

El presente dispositivo desechable, está destinado a ser utilizado únicamente para recolección de aspiración médica de líquidos o desechos líquidos; fluidos o secreciones provenientes de los pulmones, estómago o heridas del paciente.

FRECUENCIA DE CAMBIO

- Se recomienda que el cambio sea cada 8 a 10 horas. Cada vez que se llene. Durante la estancia del paciente. En quirófanos después de cada cirugía.

PRECAUCIONES

- La bolsa debe colocarse en posición vertical. Se producirá un cierre prematuro o una lectura imprecisa si se inclina.
- La bolsa es desechable; pero el canister es reusable.
- Cada bolsa tiene el color del codo (5 en 1) y su canister respectivo, con un color distintivo (Amarillo para 1000 mL, Morado para 1500 mL,

Azul para 2000 mL y Verde para 3000 mL); para fácil reconocimiento.

- Una vez utilizada la bolsa, el contenido es considerado potencialmente peligroso.
- No utilizar aspiración continua por más de 24 horas.
- La presión negativa para todo tipo de bolsa de succión no debe exceder el nivel de aspiración de 80 kPa o 600 mmHg.
- Respecto del canister reusable, éste se puede limpiar usando agua y jabón o con una mezcla de lejía y agua en una proporción 1:49.

ADVERTENCIAS

- Asegúrese de que la fuente de vacío permanezca encendida y funcionando antes de desecharla. Si hay un corte de energía, gire el interruptor ON / OFF a "APAGADO" y no retire el tubo de VACÍO.
- Asegúrese de que el clip en el Tubo en Tándem no se abra accidentalmente cuando corresponda.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente y en lugar limpio y seco.

VIDA ÚTIL

3 años

ACCESORIOS

- Canister de Policarbonato (PC), con marcas de graduación cada 100 mL o cc. El canister se compone de un tubo de conexión de PVC grado médico flexible y una llave de paso, también en PVC, para la apertura y cierre del flujo de vacío. El canister en general es lavable, autoclavable y reusable.
- Placas de pared para el montaje de los canister, hechos de un copolímero de PC y Siloxano.
- Coches: fijos y rodantes de PC y PVC.
- Colector de muestras de Polietileno (PE).
- Tubo conector tándem de PVC y Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485: Dispositivos médicos. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios
- EN 1041: 2008 información suministrada por el fabricante con dispositivo médico
- EN ISO 14971: 2012 Dispositivos médicos: aplicación de la gestión de riesgos a dispositivos médicos
- EN ISO 10079-3: 2014 Equipo médico de aspiración. Parte 3: Equipo de aspiración alimentado por una fuente de vacío o de presión.

FICHA TÉCNICA

- EN ISO 15223: 2012 Dispositivos médicos: símbolos que se usarán con etiquetas, etiquetado e información de dispositivos médicos que deben suministrarse.

FABRICANTE

Alleva Medical Limited (D.G) Ltd

ALLEVA MEDICAL

IMAGEN



FICHA TÉCNICA

ESQUEMA DE LA TAPA DE LA BOLSA

