

FICHA TÉCNICA

NOMBRE

CONTENEDOR PARA RESÍDUOS
CITOSTÁTICOS DE 3.8 L (1 G)

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA

MC1311

DESCRIPCIÓN

Diseñado para evitar accidentes con artículos punzocortantes y facilitar la manipulación y desecho de residuos citostáticos de las unidades especializadas de los centros sanitarios.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con base y tapa rectangular.

En cuanto a la Tapa, es de color blanco y de forma rectangular con puntas ovaladas a la que se le ha habilitado un tapón roscado de color amarillo. Tiene cierre temporal y final definitivo; además, contiene una esponja en la contratapa para evitar la fuga de gases.

El contenedor propiamente es de color amarillo translúcido y está habilitado con asas en los lados laterales. Tiene forma poliédrica, base rectangular y ángulos ovalados. Permite ver el interior en las $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Es impermeable. Resistente a la punción. Tiene en su interior una almohadilla absorbente de líquidos. Asimismo, posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de material Citotóxico y Bio-peligroso y la línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del mismo.

Contenedor montable sobre mesa o pared; para el último caso, tiene un soporte de pared (MAC-A5) y su respectiva llave que, en conjunto, configuran un sistema de seguridad.

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 3.8 L (1 G)

Dimensiones:

Altura con tapa	14.0 cm
Altura sin tapa	13.5 cm
Área superior con tapa	26 cm x 18 cm
Área superior sin tapa	25.5 cm x 17.2 cm
Área de la base	21.0 cm x 12.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- Deben ubicarse en áreas supervisadas y controladas
- Verificar que el contenedor no haya sido dañado antes de usarlo.
- No sostenga el contenedor por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de usarlo.
- No llene el contenedor por encima de la línea de llenado.
- Contenedor de un solo uso
- No es tóxico, ni contiene látex, ni metales pesados.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO

- ISO 13485,
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01.
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio y seco y a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

Debido al material del que está hecho, no tiene fecha de caducidad.

PRESENTACIÓN

Caja x 24 unidades

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD.
China

MAXCON

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

