

# FICHA TÉCNICA

## **NOMBRE**

CONTENEDOR PARA RESÍDUOS  
CITOSTÁTICOS DE 7.6L (2G)

## **MARCA**

NO APLICA

## **CÓDIGO DE REFERENCIA**

MC1321

## **DESCRIPCIÓN**

Diseñado para evitar accidentes con artículos punzocortantes y facilitar la manipulación y desecho de residuos citostáticos de las unidades especializadas de los centros sanitarios.

## **CARACTERÍSTICAS**

### ***Características generales***

Recipiente de forma poliédrica con base y tapa rectangular.

En cuanto a la Tapa, es de color blanco y de forma rectangular con puntas ovaladas a la que se le ha habilitado un tapón roscado de color amarillo. Tiene cierre temporal y final definitivo; además, contiene una esponja en la contratapa para evitar la fuga de gases.

El contenedor propiamente es de color amarillo translúcido y está habilitado con asas en los lados laterales. Tiene forma poliédrica, base rectangular y ángulos ovalados. Permite ver el interior en las  $\frac{3}{4}$  partes del total de su volumen. Es impermeable. Resistente a la punción. Tiene en su interior una almohadilla absorbente de líquidos. Asimismo, posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de material Citotóxico y la línea de llenado indicada a la altura de las  $\frac{3}{4}$  partes del mismo.

Puede ser colocado sobre alguna mesa o en la pared; para la cual consta de accesorios, montura para pared (MAC-A2) y llave respectivamente, que en conjunto conforman un sistema de seguridad.

### ***Material***

Polipropileno rígido compostable

**Volumen:** 7.6L (2G)

## ***Dimensiones:***

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Altura con tapa        | 25.0 cm           |
| Altura sin tapa        | 24.5 cm           |
| Área superior con tapa | 26.2 cm x 18.2 cm |
| Área superior sin tapa | 25.5 cm x 17.5 cm |
| Área de la base        | 21.0 cm x 12.5 cm |

## **INSTRUCCIONES DE USO**

- Deben ubicarse en áreas supervisadas y controladas
- Verificar que el contenedor no haya sido dañado antes de usarlo.
- No sostenga el contenedor por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de usarlo.
- No llene el contenedor por encima de la línea de llenado.
- Contenedor de un solo uso
- No es tóxico, ni contiene látex, ni metales pesados.

## **INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar limpio y seco y a temperatura ambiente.

## **CADUCIDAD**

Debido al material del que está hecho, no tiene fecha de caducidad.

## **PRESENTACIÓN**

Caja x 24 unidades

## **NORMAS QUE APLICA**

- ISO 13485
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01.
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.

## **FABRICANTE**

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD.  
China

**MAXCON**

# FICHA TÉCNICA

## IMAGEN

