

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD
PARA DESECHOS CITOTÓXICOS DE
30.3L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

MC1351

DESCRIPCIÓN

Diseñado para evitar accidentes con artículos punzocortantes y facilitar la manipulación y desecho de residuos citostáticos de las unidades especializadas de los centros sanitarios.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con tapa y base rectangular.

En cuanto a la tapa, es de color transparente, de forma rectangular con ángulos ovalados; provistos de una ranura circular, ubicada en la parte media inferior y su tapón respectivo. Asimismo, presenta una moldura que hace las veces de bisagra ubicada a lo largo y en el centro de la tapa, que permite abrirla y brindar mayor facilidad para descartar objetos expuestos a citotóxicos como ropa descartable, guantes, entre otras. La contratapa tiene en todo el recorrido de su perímetro, una empaquetadura o retén para evitar la fuga de gases, principalmente.

El contenedor propiamente, es un poliedro con base rectangular. Color amarillo translúcido que permite visualizar el interior a una altura de $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Diseñado con asas laterales que ayudan a su transporte. Impermeable. Resistente a la punción. Posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de "Desechos Citotóxicos". Línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor. Además, contiene en su interior una

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 30.3 L (8G)

Dimensiones:

Altura con tapa	44.0 cm
Altura sin tapa	43.0 cm
Área superior con tapa	39.0 cm x 27.0 cm
Área superior sin tapa	35.0 cm x 23.5 cm
Área de la base	29.0 cm x 17.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- Deben ubicarse en áreas supervisadas y controladas
- Verificar que el contenedor no haya sido dañado antes de usarlo.
- No sostenga el contenedor por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de usarlo.
- No llene el contenedor por encima de la línea de llenado.
- Contenedor de un solo uso
- No es tóxico, ni contiene látex, ni metales pesados.

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja x 12 unidades

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01.
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD.
China

MAXCON

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

