

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD
PARA RESÍDUOS PUNZOCORTANTES
DE 3.0 L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

1024

DESCRIPCIÓN

Recolector para desechos punzocortantes, manufacturado en polipropileno de alta densidad para garantizar el desecho seguro libre de punciones accidentales.

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

- Recipiente de forma cilíndrica
- Elaborado con plástico rígido y paredes gruesas.
- Libre de P.V.C.
- Libre de cloro.
- Asa lateral flexible
- Color rojo translúcido (acorde al código de colores estandarizado), que permite visualizar el interior a una altura de $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen.
- Resistente a ruptura y perforación por elementos punzocortante, superior a 12,5 Newton
- Etiqueta con logotipo de material biológico, adherida según reglamentación internacional, colores llamativos para facilitar a los usuarios la identificación de riesgo, con el objetivo de tener mayor control y seguridad; además, tiene una línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.
- Tapa transparente cilíndrica con cobertura, provista de una amplia abertura elíptica en el centro; ajustable por presión, de tal forma que al cerrarse queda completamente hermético, evitando la salida accidental del contenido. Asimismo,

la tapa está diseñada con un sistema de desarmador de agujas.

- Producto diseñado para un solo uso, esterilizable e incinerable. Al incinerarse no emite partículas de PVC.
- Contenedor puede ser usado sobre una superficie o mesa. Adicionalmente, tiene un porta contenedor de acero inoxidable.

Material

Polipropileno de alta densidad

Volumen: 3.0 L

Dimensiones:

Altura con tapa	25.0 cm
Altura sin tapa	24.5 cm
Diámetro superior con tapa	14.0 cm
Diámetro superior sin tapa	13.3 cm
Diámetro de la base	11.8 cm

INSTRUCCIONES DE USO

1. **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee la tapa con la base y presione la tapa sobre la base hasta que ingrese totalmente.
2. **Para usarlo:** No fuerce los objetos punzocortantes dentro del contenedor. Revise el nivel de llenado continuamente.
3. **Cierre permanente:** Cuando se llene, alinee la tapa sobre la abertura para introducir los desechos y presione hacia abajo hasta que oiga el "clic" de todos los broches del recolector que sujetan a la tapa.
4. **Desecho:** según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar.

ADVERTENCIAS

1. Manipular con precaución
2. Llenar hasta el nivel indicado
3. Cerrar herméticamente
4. **Tiempo máximo de uso una vez instalado:** 4 semanas

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Almacenar en un lugar cerrado y seco.
2. Mantener a temperatura ambiente.

FICHA TÉCNICA

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja de cartón corrugado x 84 unidades

FABRICANTE

PlastiOnce sas.
Colombia



PlastiOnce
Inyección y Soplado

NORMAS QUE APLICA

- BS EN ISO 23907:2012

IMAGEN

