

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD PARA
RESÍDUOS PUNZOCORTANTES
(FLEBOTOMÍA) DE 0.95L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

MA1112

DESCRIPCIÓN

Evitar accidentes con desechos punzocortantes y optimizar los procesos de manejo y descarte de residuos peligrosos en los diferentes establecimientos de salud.

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con base cuadrangular.

Tapa transparente cuadrangular con ángulos ovalados, provista de ranuras en la tapa ubicadas en la parte superior. Cierres temporal y final. Provista de un desarmador de agujas.

El contenedor propiamente, es de forma rectangular poliédrica y base cuadrangular. Color rojo translúcido que permite visualizar el interior a una altura de $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Resistente a la punción. Posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de material Bio-peligroso; una en la cara anterior y la otra en la cara posterior respectivamente. Línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.

El contenedor está diseñado para ser puesto sobre una mesa, ya que cuenta con un accesorio, soporte (MAC-4), que tiene un adhesivo en su base, listo para su montaje sobre la superficie respectiva.

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 0.95 L

Dimensiones:

Altura con tapa	15.5 cm
Altura sin tapa	15.0 cm
Área superior con tapa	9.5 cm x 9.5 cm
Área superior sin tapa	8.5 cm x 8.5 cm
Área de la base	7.5 cm x 7.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

1. **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee el frente de la tapa con el frente de la base. Presione la tapa firmemente sobre la base hasta que todos los broches queden fijos.
2. **Para usarlo:** No fuerce los objetos punzocortantes dentro del contenedor. Revise el nivel de llenado continuamente.
3. **Cierre temporal:** La tapa puede cerrarse temporalmente mientras no esté en uso (la lengüeta debe de apuntar hacia arriba).
4. **Cierre permanente:** Cuando se llene, cierre ambas tapas e introduzca las lengüetas en las ranuras correspondientes y presione firmemente.
5. **Desecho:** según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar cerrado y seco.
- Mantener a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja x 60 unidades

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01.
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology Co., LTD
China

MAXCON

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

