

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD
PARA RESÍDUOS PUNZOCORTANTES
(FLEBOTOMÍA) DE 1.89 L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

MA1122

DESCRIPCIÓN

Evitar accidentes con desechos punzocortantes y optimizar los procesos de manejo y descarte de residuos peligrosos en los diferentes establecimientos de salud.

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con base y tapa rectangular.

Tapa transparente rectangular con ángulos ovalados, provista de una abertura con cobertura redonda para ser cerrada en forma anti horaria, que ocupa las $\frac{3}{4}$ del total de la superficie de la tapa. Cierres temporal y final. Diseñada con un sistema de desarmador de agujas.

El contenedor propiamente, es de forma rectangular poliédrica y base rectangular. Color rojo translúcido que permite visualizar el interior a una altura de $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Impermeable. Resistente a la punción. Posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de material Bio-peligroso. Línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.

Contenedor para sobre mesa.

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 1.89 L

Dimensiones:

Altura con tapa	17.5 cm
Altura sin tapa	16.0 cm
Área superior con tapa	15.5 cm x 11.0 cm
Área superior sin tapa	15.0 cm x 10.5 cm
Área de la base	13.5 cm x 9.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

1. **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee el frente de la tapa con el frente de la base. Presione la tapa firmemente sobre la base hasta que todos los broches queden fijos.
2. **Para usarlo:** No fuerce los objetos punzocortantes dentro del contenedor. Revise el nivel de llenado continuamente.
3. **Cierre temporal:** La tapa puede cerrarse temporalmente mientras no esté en uso. Para ello, se gira el disco en sentido anti horario, sin forzarlo, hasta cerrar la abertura.
4. **Cierre permanente:** Cuando se llene, se fuerza el disco en sentido anti horario, hasta que la señal de las flechas se iguale.
5. **Desecho:** según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar cerrado y seco.
- Mantener a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja x 40 unidades

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01.
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD
China

MAXCON

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

