

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD PARA
RESÍDUOS PUNZOCORTANTES DE 4.7 L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA: MA1212

DESCRIPCIÓN

Contenedor para desechos punzocortantes, diseñado para optimizar los procesos de manejo y descarte de residuos peligrosos, con una sola mano, en los diferentes establecimientos de salud. Constituido de dos partes (cuerpo y tapa).

PRESENTACIÓN

Caja de cartón corrugado conteniendo 20 unidades.

Envase primario o embalaje:

- Conforme a normas estándares internacionales.
- Libre de partículas extrañas, rebabas o aristas cortantes.
- Resistentes para proteger la integridad, transporte y almacenamiento del producto.
- Dimensiones homogéneas que facilitan su apilamiento

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Recipiente de forma poliédrica con base rectangular.
- Resistente a la punción según norma internacional.
- Volumen de 4.7 L
- Libre de rebabas o aristas cortantes
- Constituido de una tapa y el cuerpo del contenedor:
 - Tapa
 - Transparente
 - Forma rectangular con ángulos ovalados.
 - Provista de un eje semicilíndrico giratorio tipo vaivén dispuesto en forma horizontal en la parte media que impide el acceso de la mano.
 - Dos anclajes cerca a los extremos del cilindro giratorio que permiten el cierre final.
 - Posee un sistema de desarmador de agujas
 - Contenedor
 - Forma rectangular poliédrica y base rectangular.
 - Diseñado con asas laterales que facilitan un traslado seguro.
 - Color rojo translúcido que permite visualizar el interior a las $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen.
 - Material impermeable.

- Doble etiqueta, dispuestas en las caras anterior y posterior con el símbolo internacional de material Bio-peligroso.
- Línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.
- Montable en pared o para ser colocado sobre una mesa.
- Como accesorios, cuenta con una placa plástica de alto impacto para ser montado en la pared (MAC-5) y su respectiva llave, que en conjunto conforman un sistema de seguridad. De otro lado y de manera alternativa, también se dispone de soportes metálicos en acero inoxidable (SP48) para la misma función.
- Material
Contenedor: polipropileno rígido compostable
Accesorios: plástico de alto impacto o Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) o acero inoxidable (AI)
- Dimensiones:

Altura con tapa	29 cm
Altura sin tapa	25 cm
Área superior con tapa	26.5 cm x 11 cm
Área superior sin tapa	26 cm x 10.5 cm
Área de la base	22.5 cm x 7.5 cm

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

INSTRUCCIONES DE USO

1. **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee el frente de la tapa con el frente de la base. Presione la tapa firmemente sobre la base hasta que todos los broches queden fijos.
2. **Para usarlo:** Con una mano deje caer la jeringa horizontalmente en la abertura. Revise el nivel de llenado continuamente.
3. **Cierre permanente:** Cuando se llene, tire la tapa tipo vaivén hacia adelante e inserte las lengüetas dispuestas en la parte superior presionando hacia abajo hasta que encajen en las ranuras correspondientes.
4. **Desecho:** Según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar cerrado y seco.
- Mantener a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

No aplica

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485, BS EN ISO 23907:2012, ASTM F2132-01:2008
- NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01. (que reemplaza a la NTS N° 096-MINSA)

FICHA TÉCNICA

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD
China

MAXCON

IMAGEN

