

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD
PARA RESÍDUOS PUNZOCORTANTES
DE 11.4L (3G)

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

MA1331

DESCRIPCIÓN

Evitar accidentes con desechos punzocortantes y optimizar los procesos de manejo y descarte de residuos peligrosos en los diferentes establecimientos de salud.

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con base trapezoidal.

Tapa transparente trapezoidal con ángulos ovalados, provista de un eje semicilíndrico giratorio en vaivén dispuesta en forma horizontal en la parte central que impide el acceso de la mano y permite la manipulación y eliminación del material desechable con una sola mano. Cierre temporal y final. Con sistema de desarmador de agujas

El contenedor propiamente, es de forma poliédrica y base trapezoidal. Diseñado con asas laterales que ayudan a su transporte. Color rojo translúcido que permite visualizar el interior a las $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Impermeable. Resistente a la punción. Posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de material Bio-peligroso. Línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.

Puede ser colocado sobre alguna mesa o en la pared; para la cual consta de accesorios, montura para pared (MAC-A3) y llave, que en conjunto conforman un sistema de seguridad.

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 11.4L

Dimensiones:

Altura con tapa	34.0 cm
Altura sin tapa	28.0 cm
Área superior con tapa	630.0 cm ²
Área superior sin tapa	461.25 cm ²
Área de la base	347.0 cm ²

INSTRUCCIONES DE USO

- **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee el frente de la tapa con el frente de la base. Alinee las lengüetas con las ranuras de la base. Asegúrese de que tanto la tapa como la base apunten hacia adelante. Presione la tapa sobre la base hasta que todas las lengüetas entren firmemente en las ranuras y estén seguras.
- **Para usarlo:** Deje caer la jeringa horizontalmente en la abertura. Examine el nivel de llenado continuamente.
- **Cierre permanente:** Cuando se llene, hale la tapa e introduzca la lengüeta en la ranura y presione los dos broches de frente hacia abajo
- **Desecho:** según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar cerrado y seco.
- Mantener a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja x 12 unidades

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01.
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD.
China

MAXCON

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

