

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD PARA
RESÍDUOS PUNZOCORTANTES DE 22.7 L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

MA1341

DESCRIPCIÓN

Evitar accidentes con desechos punzocortantes y optimizar los procesos de manejo y descarte de residuos peligrosos en los diferentes establecimientos de salud.

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con tapa y base rectangular.

Tapa transparente rectangular con ángulos ovalados, provista de una ranura amplia ubicada en la parte media a la que se le ha añadido una puerta corrediza. Cierre temporal y final definitivo. Con sistema desarmador de agujas.

El contenedor propiamente, es de forma rectangular poliédrica y base rectangular. Color rojo translúcido que permite visualizar el interior a una altura de $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Diseñado con asas laterales que ayudan a su transporte. Impermeable. Resistente a la punción. Posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de material Bio-peligroso. Línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.

El producto es montable en pared o piso. Cuenta como accesorio un coche metálico rodante (COCHE30) para facilitar su desplazamiento.

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 22.7 L

Dimensiones:

Altura con tapa	42.0 cm
Altura sin tapa	40.0 cm
Área superior con tapa	37.5 cm x 23.5 cm
Área superior sin tapa	34.0 cm x 20.5 cm
Área de la base	30.0 cm x 16.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee el frente de la tapa con el frente de la base. Presione la tapa firmemente sobre la base hasta que todos los broches queden fijos.
- **Para usarlo:** No fuerce los objetos punzocortantes dentro del contenedor. Revise el nivel de llenado continuamente.
- **Cierre temporal:** La tapa puede cerrarse temporalmente mientras no esté en uso (tire la tapa corrediza hacia adelante evitando que las lengüetas ingresen a las ranuras).
- **Cierre permanente:** Cuando se llene, tire la tapa hacia adelante e introduzca la lengüeta en las ranuras y presione.
- **Desecho:** según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar cerrado y seco.
- Mantener a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja x 12 unidades

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01.
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD.
China

MAXCON


Q2MOTECAL S.A.C.

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

