

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD PARA RESÍDUOS PUNZOCORTANTES DE 30.3 L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

MA1352

DESCRIPCIÓN

Evitar accidentes con desechos punzocortantes y optimizar los procesos de manejo y descarte de residuos peligrosos en los diferentes establecimientos de salud.

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con tapa y base rectangular.

Tapa transparente rectangular con ángulos ovalados; provista de una ranura circular, ubicada en la parte media lateral, con cobertura circular de cierre en giro anti horario. Del otro extremo, hay otra abertura de gran tamaño, que ocupa la tercera parte de toda la tapa. Ambas aberturas tienen cierres temporales y final definitivo. Además, cuenta con un desarmador de agujas.

El contenedor propiamente, es de forma poliédrica con base rectangular. Color rojo translúcido que permite visualizar el interior a una altura de $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Diseñado con asas laterales que ayudan a su transporte. Resistente a la punción. Posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de material Bio-peligroso; una en la cara anterior y la otra en la cara posterior respectivamente. Línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.

El producto es montable en pared o piso. Cuenta como accesorio un coche metálico rodante (COCHE30) para facilitar su desplazamiento.

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 30.3 L

Dimensiones:

Altura con tapa	44.0 cm
Altura sin tapa	43.0 cm
Área superior con tapa	39.0 cm x 27.0 cm
Área superior sin tapa	35.0 cm x 23.5 cm
Área de la base	29.0 cm x 17.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee el frente de la tapa con el frente de la base. Presione la tapa firmemente sobre la base hasta que todos los broches queden fijos.
- **Para usarlo:** No fuerce los objetos punzocortantes dentro del contenedor. Revise el nivel de llenado continuamente.
- **Cierre temporal:** Las tapas puede cerrarse temporalmente mientras no esté en uso. Para la abertura circular, se gira el disco en sentido anti horario; sin forzarlo, hasta cerrar la abertura. Para la abertura rectangular, simplemente mantenga la tapa hacia abajo, sin presionarla.
- **Cierre permanente:** Cuando se llene, la abertura circular se cierra con su cobertura tipo disco, la cual se fuerza en sentido anti horario hasta que la señal de las flechas se iguale. Asimismo, la abertura rectangular es clausurada presionando la tapa hacia abajo, hasta que las lengüetas queden aseguradas al contenedor.
- **Desecho:** según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja x 12 unidades

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01.
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD.
China

MAXCON



FICHA TÉCNICA

IMAGEN

