

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE BIOSEGURIDAD PARA RESÍDUOS PUNZOCORTANTES DE 7.6 L

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA:

ME1282

DESCRIPCIÓN

Evitar accidentes con desechos punzocortantes y optimizar los procesos de manejo y descarte de residuos peligrosos en los diferentes establecimientos de salud.

INDICACIONES

Descarte de material Bio-peligroso.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con base rectangular.

Tapa transparente rectangular con ángulos ovalados, provista de un eje semicilíndrico giratorio tipo vaivén dispuesto en forma horizontal en la parte media que impide el acceso de la mano. Provisto de dos anclajes cerca a los extremos del cilindro giratorio que permiten el cierre final. Además, está provisto de un desarmador de agujas.

El contenedor propiamente, es de forma rectangular poliédrica y base rectangular. Diseñado con asas laterales que ayudan a su transporte. Color rojo translúcido que permite visualizar el interior a las $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Plástico impermeable. Resistente a la punción e impacto (ver normas). Posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de material Bio-peligroso. Línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del contenedor.

Contenedor montable sobre mesa o pared; para el último caso, tiene un soporte de pared (MAC-A2) y su respectiva llave, que, en conjunto; configuran un sistema de seguridad. Asimismo, de manera alternativa, cuenta con soportes metálicos de acero inoxidable (SP076) para la misma función.

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 7.6 L

Dimensiones:

Altura con tapa	29.5 cm
Altura sin tapa	24.5 cm
Área superior con tapa	25.5 cm x 17.5 cm
Área superior sin tapa	25.3 cm x 17.3 cm
Área de la base	21.0 cm x 12.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- **Para armarlo:** Coloque el contenedor sobre una superficie firme. Alinee el frente de la tapa con el frente de la base. Presione la tapa firmemente sobre la base hasta que todos los broches queden fijos.
- **Para usarlo:** Con una mano deje caer la jeringa horizontalmente en la abertura. Revise el nivel de llenado continuamente.
- **Cierre permanente:** Cuando se llene, tire la tapa tipo vaivén hacia adelante e inserte las lengüetas dispuestas en la parte superior presionando hacia abajo hasta que encajen en las ranuras correspondientes.
- **Desecho:** Según normas establecidas. Se puede autoclavar o incinerar.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar cerrado y seco.
- Mantener a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

No aplica

PRESENTACIÓN

Caja x 24 unidades

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485, BS EN ISO 23907:2012, ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01.(Reemplaza a la NTS N° 096-MINSA)

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD
China

MAXCON

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

