

FICHA TÉCNICA

NOMBRE

CONTENEDOR PARA RESIDUO
ESPECIAL DE VIDRIO DE 7.6L (2G)

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA

MC1321

DESCRIPCIÓN

Diseñado para evitar accidentes con artículos punzocortantes y facilitar la manipulación y desecho de residuos especiales de vidrio de las unidades especializadas de los centros sanitarios.

CARACTERÍSTICAS

Características generales Recipiente de forma poliédrica con base y tapa rectangular.

En cuanto a la Tapa, es de color blanco y de forma rectangular con puntas ovaladas a la que se le ha habilitado un tapón roscado de color amarillo. Tiene cierre temporal y final definitivo; además, contiene una esponja en la contratapa para evitar la fuga de gases.

El contenedor propiamente es de color amarillo translúcido y está habilitado con asas en los lados laterales. Tiene forma poliédrica, base rectangular y ángulos ovalados. Permite ver el interior en las $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Es impermeable. Resistente a la punción. Tiene en su interior una almohadilla absorbente de líquidos

Asimismo, cuenta con 2 etiquetas adhesivas con la frase "Residuo especial de vidrio" y la línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del mismo.

Puede ser colocado sobre alguna mesa o en la pared; para la cual consta de accesorios, montura para pared (MAC-A2) y llave correspondiente, que en conjunto conforman un sistema de seguridad.

Material

Polipropileno compostable

Volumen: 7.6L (2G)

Dimensiones:

Altura con tapa	25.0 cm
Altura sin tapa	24.5 cm
Área superior con tapa	26.2 cm x 18.2 cm
Área superior sin tapa	25.5 cm x 17.5 cm
Área de la base	21.0 cm x 12.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- Deben ubicarse en áreas supervisadas y controladas
- Verificar que el contenedor no haya sido dañado antes de usarlo.
- No sostenga el contenedor por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de usarlo.
- No llene el contenedor por encima de la línea de llenado.
- Contenedor de un solo uso
- No es tóxico, ni contiene látex, ni metales pesados.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio y seco y a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

Debido al material del que está hecho, no tiene fecha de caducidad.

PRESENTACIÓN

Caja x 24 unidades

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology.
China

The logo for MAXCON, featuring the word "MAXCON" in a bold, sans-serif font. A stylized medical cross symbol is integrated into the letter "O".

IMAGEN



R. 01: 12-2018