

FICHA TÉCNICA

NOMBRE

CONTENEDOR PARA RESÍDUOS
ESPECIALES - VIDRIO DE 3.8 L (1 G)

MARCA

NO APLICA

CÓDIGO DE REFERENCIA

MV1311

DESCRIPCIÓN

Diseñado para evitar accidentes con artículos punzocortantes y facilitar la manipulación y desecho de residuos de vidrio de las unidades especializadas de los centros sanitarios.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Recipiente de forma poliédrica con base y tapa rectangular.

En cuanto a la tapa, es de color blanco y de forma rectangular con puntas ovaladas a la que se le ha habilitado un tapón roscado de color amarillo. Tiene cierre temporal y final definitivo; además, contiene una esponja en la contratapa para evitar la fuga de gases.

El contenedor propiamente es de color amarillo translúcido y está habilitado con asas en los lados laterales. Tiene forma poliédrica, base rectangular y ángulos ovalados. Permite ver el interior en las $\frac{3}{4}$ partes del total de su volumen. Es impermeable. Resistente a la punción. Tiene en su interior una almohadilla absorbente de líquidos. Asimismo, posee una etiqueta en la cara anterior y otra en la posterior con el símbolo internacional de residuos especiales - vidrio y la línea de llenado indicada a la altura de las $\frac{3}{4}$ partes del mismo.

Contenedor montable sobre mesa o pared; para el último caso, tiene un soporte de pared (MAC-A5) y su respectiva llave que, en conjunto, configuran un sistema de seguridad. De manera alterna, también cuenta con un soporte metálico de acero inoxidable para el mismo fin.

Material

Polipropileno rígido compostable

Volumen: 3.8 L (1 G)

Dimensiones:

Altura con tapa	14.0 cm
Altura sin tapa	13.5 cm
Área superior con tapa	26 cm x 18 cm
Área superior sin tapa	25.5 cm x 17.2 cm
Área de la base	21.0 cm x 12.5 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- Deben ubicarse en áreas supervisadas y controladas
- Verificar que el contenedor no haya sido dañado antes de usarlo.
- No sostenga el contenedor por debajo de la línea de llenado recomendada.
- Si se le cae el contenedor, inspecciónelo para ver si se dañó antes de usarlo.
- No llene el contenedor por encima de la línea de llenado.
- Contenedor de un solo uso
- No es tóxico, ni contiene látex, ni metales pesados.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO

- ISO 13485,
- BS EN ISO 23907:2012,
- ASTM F2132-01:2008
- Cumple NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA V.01. (sustituye a la NTS N° 096-MINSA/DIGESA V.01).

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio y seco y a temperatura ambiente.

CADUCIDAD

Debido al material del que está hecho, no tiene fecha de caducidad.

PRESENTACIÓN

Caja x 24 unidades

FABRICANTE

Ningbo Maxcon Medical Technology CO., LTD.
China

MAXCON

FICHA TÉCNICA

IMAGEN

