

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

VIDEO LARYNGOSCOPE
(Video Laringoscopia)

MODELOS:

VS-10S, VS-10M, **VS-10H**

DESCRIPCIÓN

El videolaringoscopio de Medcaptain utiliza una tecnología de cámara para visualizar la laringe y facilitar a los médicos realizar la intubación endotraqueal sin problemas.

INDICACIONES

Diseñado para que el personal médico levante la epiglotis de un paciente y exponer la glotis para una intubación traqueal precisa; implementando así anestesia o primeros auxilios. También se puede utilizar para examen y tratamiento intraoral.

CARACTERÍSTICAS

- Cada video laringoscopio es compatible con diferentes tamaños de hoja de laringoscopio para adaptarse a diferentes grupos de personas, como adultos mayores, adultos, niños, bebés y recién nacidos.
- El brillo de la fuente de luz LED se puede ajustar para adaptarse a diferentes entornos de uso.
- También posee ajuste automático del balance de blancos, alta resolución, imagen clara, brillo de pantalla ajustable y brillo de fuente de luz LED ajustable.
- El Antivaho (anti empañaduras) es compatible sin necesidad de calentar el recubrimiento en la hoja del laringoscopio.
- Equipado con una batería de litio recargable, que permite una duración de operación no inferior a 4 horas.
- Posibilita la transmisión de archivos por cable e inalámbrica, proporcionando una mejor experiencia de enseñanza.
- Permite tomar fotos y grabar videos
- Mango ergonómico para comodidad del procedimiento médico.
- El diseño único de la pantalla táctil HD capacitiva, proporciona una mejor experiencia del usuario, pues poseen una alta claridad y evita distorsiones externas.
- La pantalla de visualización se puede girar para implementar la intubación desde diferentes ángulos.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- **Ángulo de rotación de la pantalla de visualización:**
 - Ángulo de rotación vertical máximo: $140^{\circ} \pm 10^{\circ}$
 - Ángulo de rotación horizontal máximo: $270^{\circ} \pm 10^{\circ}$

- **Profundidad de campo:** 10-80mm
- **Pantalla:** Táctil LCD, color, 3.5"
- **Resolución:** 640 x 960 pixeles
- **Peso:** 0.25 kg (incluida la batería)
- **Potencia de entrada:** 25VA.
- **Voltaje de salida DC:** 5V 2A.
- **Batería incorporada:** 3.6V 3400mAh.
- **Tiempo de carga:** no más de 4 horas (el dispositivo se apaga durante la carga)
- **Dimensiones:** 191 (H) x 92 (W) x 112 (D) mm

COMPONENTES Y MATERIALES

COMPONENTES		MATERIALES
Pantalla	Anterior	Polycarbonato (PC)
	Posterior	Tereftalato de polibutileno (PBT)
Mango		PBT
Cámara		PBT, Acero inoxidable tipo 316, Fibra de vidrio
Adaptador de corriente		PC
Cable de datos USB (opcional)		Aluminio, Cobre y Policloruro de vinilo (PVC)
Cable de conexión HDMI (opcional) /		Cobre y PVC

PRECAUCIONES

- Asegúrese de que la batería siempre esté instalada en el video laringoscopio durante el uso, de lo contrario, el dispositivo no puede funcionar.
- Lea detenidamente este manual de operación para obtener el método de operación apropiado. Además, coloque este manual de operación en una posición adecuada para leer en cualquier momento.
- Todos los demás dispositivos conectados al video laringoscopio deben cumplir los requisitos de las normas aplicables, como IEC 60950 e IEC 60601-1
- Si el video laringoscopio no se ha utilizado durante mucho tiempo o después de reemplazar su batería, verifique si la fecha y la hora son correctas. De lo contrario, configure la fecha y la hora nuevamente de acuerdo con los pasos anteriores.

ALMACENAMIENTO

Al almacenar y tranpostar el equipo, se debe evitar derrames de agua, vibraciones (sacudida), golpes, polvo y gases corrosivos.

Almacenar el equipo fuera de la luz solar directa y de los rayos ultravioleta para evitar la decoloración del color. No guardar el equipo en un lugar cálido y húmedo.

El almacén debe tener las siguientes condiciones:

- Temperatura: $-20^{\circ} \text{C} \sim +55^{\circ} \text{C}$
- Humedad: 10% ~ 93% HR

FICHA TÉCNICA

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

05 años

PRESENTACIÓN

Caja portátil a prueba de agua, a prueba de polvo y anticorrosión conteniendo 01 equipo.

ACCESORIO:

El video laringoscopio VS-10S / VS-10M / VS-10H debe usarse en combinación con la hoja de laringoscopio desechable fabricada por MEDCAPTAIN LIFE SCIENCE CO., LTD.

NORMAS QUE APLICA

ISO 13485, CE, IEC60601-1, IEC60601-1-2, EN ISO 14971, IEC 62366-2, ISO 15223-1

FABRICANTE

MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

MEDCAPTAIN

IMAGEN

