

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

BOLSA PARA EMESIS O BOLSA PARA VÓMITO

MARCA

Q-MEDICAL

REFERENCIA O CÓDIGO

PMID01

DESCRIPCIÓN

Denominada también como **bolsa para mareo**. Es un dispositivo pequeño, que suele proporcionarse a los pacientes en hospitales o a los pasajeros a bordo de aviones y barcos para recoger y contener el vómito en caso de mareo o movimiento.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón conteniendo 500 unidades distribuidas en 20 bolsas de 25 piezas cada bolsa

Envase inmediato

- Bolsa multiempaque de Polietileno (PE)
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Libre de rebabas, aristas cortantes y defectos visibles.

Envase mediato

- Caja de cartón corrugado conteniendo 500 unidades de bolsas para emesis.

CARACTERÍSTICAS

- Bolsa translúcida de color azul, que permite visualizar el nivel de contenido de fluido producto de la emesis.
- Elimina la exposición a la emesis por parte del paciente y personal asistencial y sanitario.
- 100% reciclable.
- Producto No estéril
- Libre de látex
- Libre de metales pesados
- Libre de ftalatos.
- De fácil instalación y apertura manual
- Alta resistencia.
- Presenta de manera impresa en una cara de la bolsa, doble graduación (onzas fluidas o centímetros cúbicos o su equivalente en mL), para medición de la emesis recolectada.
- Conveniente sistema de cierre-giro o sistema de cierre por torción (anillo invertido y dentado en la boca de la bolsa para encaje de la bolsa torcida)
- 04 ranuras o muescas en el anillo invertido para cerrar la bolsa.
- Tamaño y diseño ergonómico del del anillo, pensado para colocar cómodamente la boca y evitar el contacto del exudado con el sentido del olfato, el cual pueda incitar a tener arcadas.

- Dimensiones:

- Diámetro externo del anillo: 12.5 cm $\pm$ 0.2 cm
- Diámetro interno del anillo: 10 cm $\pm$ 0.2 cm
- Altura del anillo: 2.5 cm de altura
- Bolsa: 16 cm $\pm$ 0.2 cm x 36 cm $\pm$ 0.5 cm
- Volumen: 40 oz o 1000 mL (según graduación)
- Espesor de 0.04 mm


COMPOSICIÓN Y MATERIALES

Cabeza	anillo ranurado, de Polipropileno (PP), color blanco
Cuerpo	bolsa de Polietileno (PE), color azul.

USO

Recolección del vómito.

INSTRUCCIONES DE USO



FRECUENCIA DE USO

- Un solo uso. Desechable

ALMACENAMIENTO

- Almacenar a temperatura ambiente y en lugar limpio y seco.

CADUCIDAD

- 05 años, como convención en los requerimientos para rotulados en Dispositivos Médicos. Sin embargo, en condiciones idóneas de almacenamiento, su duración es de cientos de años.

ACCESORIOS

- Dispensador reusable de bolsas para vómito

FABRICANTE

Cixi Kangyuan Medical Technology Co., Ltd



FICHA TÉCNICA

IMAGEN

