

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

NEX CLOREX C2 ESPONJA CHG 2%

CÓDIGO DEL MODELO

SPNEXC2SP022

DESCRIPCIÓN

Esponja de Poliuretano desechable para lavado antiséptico de la piel, impregnada con aproximadamente 20 mL de solución antiséptica de amplio espectro. Es un antiséptico para piel sana. Biocida para la higiene humana.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón corrugado conteniendo 80 blísteres. Cada blíster contiene una esponja.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Empaque

- **Primario o inmediato:**
 - Blíster de Polietileno de alta densidad conteniendo una esponja embebida con aproximadamente 20 mL de Gluconato de Clorhexidina al 2%.
 - Resistente a la manipulación.
 - Garantiza la hermeticidad e integridad del producto.
 - Exento de rebabas o aristas cortantes, partículas extrañas y manchas.
 - Fácil apertura (Peel Open)
- **Secundario o mediato:**
 - Caja de cartón corrugado, tipo dispensador, conteniendo 80 blísteres individuales.
 - Fácil de abrir manualmente.
 - Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
 - Libre de partículas extrañas y manchas.
 - Dimensiones homogéneas para facilitar su apilamiento.
 - Rotulado conforme a las especificaciones nacional e internacional.

Producto

- Esponja conteniendo una sustancia líquida, fluida, de color rosada, no explosiva, no inflamable, soluble 100% en agua.
Con un pH: 5 – 8, Densidad: 1000 a 1030 g/mL, Concentración: 1.900 – 2.100
- Dimensiones de la esponja:
12 cm x 8 cm x 2.5 cm.
- Libre de partículas y manchas extrañas.
- Condición biológica: atóxico, hipoalergénico, no estéril.
- Condición Sanitaria: Acorde a las normas internacionales de calidad.
- Amplio espectro de acción biocida contra bacterias Gram + y Gram -.

COMPONENTES Y MATERIALES

COMPONENTES	MATERIALES
Esponja (1)	Poliuretano (PU)
Líquido antiséptico (20 mL aprox.)	<i>Cada 100 g de sustancia contiene:</i> Gluconato de clorhexidina al 20%: 10 g Agua purificada y excipientes c.s.p: 100 g

ALMACENAMIENTO

- Mantener en un lugar frío, seco, lejos de la luz solar directa.
- Mantener la temperatura entre: 5°C y 40°C
- Conserve el producto cerrado antes de su utilización.

APLICACIONES

- Lavado prequirúrgico de la piel.

MODO DE USO

- Lavar durante 2 a 3 minutos.
- Frotar la piel para obtener espuma.
- Enjuagar con gasa estéril empapada en agua y secar con toalla estéril.

INCOMPATIBILIDADES CON OTROS PRODUCTOS

La clorhexidina es incompatible con el jabón y con otros agentes aniónicos.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Irrita los ojos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y lejos de alimentos y bebidas.
- Evítese el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
- Uso externo (en caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico).
- No ingerir. (En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico, y muéstrela la etiqueta o el envase).
- Aplicar sobre piel sana.
- No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado.
- No mezclar con otros productos.
- Utilizar con precaución en niños menores de 2 años.
- No reutilizable

CADUCIDAD

24 meses.


NORMAS QUE APLICA

- EN 12791, EN 12054, EN 1040, ISO 10993-7, ISO 13485, ISO 9001

FICHA TÉCNICA

ESQUEMA Y MATERIAL

- Esponja desechable de poliuretano de dimensiones (Largo: 12.00 cm; Ancho: 8.00 cm; Alto: 2.50 cm)



FABRICANTE

Fabricado por: Nex Medical Antiseptics S.R.L., Italia.

NEX
MEDICAL
ANTISEPTICS

IMAGEN DEL PRODUCTO (Envase inmediato)

