

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

DISPOSABLE TIP CLEANER
LIMPIADOR DE PUNTAS DESECHABLES

MARCA

Q-MEDICAL

CÓDIGO DE REFERENCIA

-Tipo A

DESCRIPCIÓN

Dispositivo Médico diseñado para limpiar con seguridad y eficacia las puntas de los lápices para electrocirugía.

PRESENTACIÓN

- Caja por 200 sobres individuales. Embalaje por 04 cajas con un total de 800 sobres

EMPAQUE Y EMBALAJE

Empaque primario o inmediato

- Sobre individual en manga mixta (film transparente de polietileno de baja densidad y papel grado médico).
- Resistente a la manipulación.
- Garantiza la hermeticidad e integridad del producto.
- Exento de rebabas o aristas cortantes, partículas extrañas y manchas.
- Fácil apertura (Peel Open)

Empaque secundario o mediano

- Caja de cartón grado médico conteniendo 200 sobres individuales.
- Resistente a la manipulación y almacenamiento; para mantener la integridad del producto.
- Rotulado legible de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.

Embalaje

- Caja de cartón corrugado conteniendo 04 cajas de cartón grado médico y 800 sobres individuales en total.
- Dimensiones homogéneas para facilitar su apilamiento.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento; para mantener la integridad del producto.
- Rotulado legible de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Superficie abrasiva para eliminar eficazmente el tejido y los residuos en una sola pasada.
- Peso de la capa abrasiva $\geq 400 \text{ g/m}^2$ (incluida la capa base).
- Adhesivo de respaldo en uno de sus lados para pegado en cualquier superficie.
- Diseño compacto
- Textura uniforme.

- Libre de defectos, manchas, rebabas, delaminaciones y partículas.
- No contienen ftalatos, metales pesados.
- No son tóxicos, por lo que no tiene reacciones adversas.
- Dimensiones

Dimensión	Tolerancia / Longitud	Tolerancia / ancho
50*50 mm	$\pm 5 \text{ mm}$	$\pm 5 \text{ mm}$

COMPONENTES Y MATERIALES

COMPONENTES	MATERIALES
Lámina abrasiva o pulidora:	Material fino de Monóxido de Silicio (SiO) de grado médico. Color grafito.
Capa base	Esponja de Poliuretano. Color celeste oscuro.
Adhesivo	sensible a la presión. Transparente
Papel desprendible	Papel recubierto de silicona. Color blanco.

INSTRUCCIONES DE USO

- Abra el embalaje interior en un entorno limpio y retire el papel protector.
- Coloque el lado adhesivo de la almohadilla en un lugar conveniente (mesa quirúrgica).
- Limpie la punta del lápiz electroquirúrgico frotándola suavemente contra la superficie abrasiva durante su uso.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No utilizar si el embalaje está dañado.
- Esterilizado con óxido de etileno (OE).
- Solo para un solo uso; desechar después de usar.
- Los operadores deben ser profesionales capacitados o médicos con experiencia.
- Reemplace inmediatamente si ocurre cualquier mal funcionamiento.
- Evite el contacto con tejido humano; solo para limpieza del dispositivo

ALMACENAMIENTO

- Almacenar a temperatura ambiente, ventilado y no corrosivo.

CADUCIDAD

- 3 años

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485

FABRICANTE

Hunan Keren Medical Technology Co., Ltd
China



FICHA TÉCNICA

IMAGEN

