

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

ENTERAL FEEDING BOTTLE SET

(SET DE ALIMENTACIÓN ENTERAL CON ROSCA PARA FRASCO)

MARCA

Q-MEDICAL

CÓDIGO DE REFERENCIA

B-SG002B

DESCRIPCIÓN

El Enteral Feeding Bottle Set (Set de alimentación enteral con rosca para frasco), es un tipo de dispositivo que se utiliza con una bolsa de alimentación enteral y un tubo estomacal. Durante su uso está conectado al tubo estomacal que se inserta en el estómago del paciente a través del conector del tubo, de tal manera que logra proporcionar solución nutritiva a los pacientes de forma directa.

Se recomienda su uso bajo la supervisión de un médico o personal capacitado con principios de técnica aséptica, gestión de medicamentos, terapia de infusión y control de infecciones.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón corrugado por 30 sobres individuales de film de polietileno y papel grado médico, cada sobre conteniendo un dispositivo médico.

EMPAQUE

▪ **Envase Primario o Inmediato:**

- Sobre de polietileno y papel grado médico conteniendo un set de puntas de alimentación enteral.
- Fácil de abrir (Peel Open), cuyo borde de apertura varía de 1 cm a 2cm.
- Resistente a la manipulación y transporte, que garantiza las propiedades físicas, hermeticidad, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas o aristas cortantes.
- Rotulado legible conforme a estándares nacionales e internacionales y totalmente en español.

▪ **Envase Secundario o Mediato:**

- Caja de cartón corrugado conteniendo 30 sobres, debidamente rotulado con los requerimientos de la autoridad nacional y estándares internacionales.
- Dimensiones homogéneas que facilitan su apilamiento, almacenamiento e integridad del producto.
- Resistente a la manipulación y transporte, que garantiza sus propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas o aristas cortantes.

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en PVC, libre de Ftalatos (DEHP) y metales pesados.
- Libre de látex
- Libre de rebabas o aristas cortantes
- Libre de cuerpos o partículas extrañas.
- Dispositivo de un solo uso.
- Ensamblado correcto y resistente, sin fuga de líquido.
- Set universal con código de color internacional (violeta) para nutrición enteral.
- Esterilizado con óxido de etileno.
- Espiga penetrante con punta en cruz y tapa rosca de seguridad.
- Adaptadores y conectores debidamente protegidos con sus respectivas tapas.
- Clamp o abrazadera de seguridad para interrupción inmediata del fluido.
- Cámara de goteo transparente y flexible.
- Tubo resistente a las acodaduras, flexible y de superficie suave, transparente, sin pliegues ni torceduras.
- Segmento de tubo de silicona, elástico, que permite trabajar con bomba de nutrición enteral.
- Abrazadera de rodillo de ajuste suave y efectivo para controlar el flujo del alimento y evitar dañar el tubo conductor.
- Llave en "Y" con tapa Luer Lock (cierre con rosca hermético) para incorporación de sustancias complementarias.
- Conector ENFit que elimina la conexión errónea por vía I.V. y mejora la seguridad del paciente.
- Conector de transición escalonado tipo árbol 5 en 1.

COMPOSICIÓN Y COLOR

1. **Tapa del conector:** Cloruro de Polivinilo o Policloruro de Vinilo (PVC), color transparente.
2. **Conector:** PVC, color violeta
3. **Señal de advertencia:** Cartulina, color blanco
4. **Llave en "Y" para limpieza de tubería:** PVC, color del cuerpo transparente y tapa blanca
5. **Llave de control tipo carretilla:** PVC, color violeta
6. **Imán:** Sustancia ferrosa, color negro
7. **Porción elástica de tubo conductor:** Silicona o Silicona, color transparente
8. **Cámara de goteo flexible y transparente:** PVC, color transparente
9. **Clamp de seguridad:** PVC, color violeta
10. **Tubo conductor transparente:** PVC, color transparente.
11. **Punta de penetración tipo espiga en "X", con rosca:** PVC, color violeta
12. **Tapa con rosca para frasco o contenedor de alimentación:** PVC, color violeta
 - **Bolsa de soporte:** Polietileno (PE), color transparente

ADVERTENCIA

- De venta restringida y sólo por recomendación médica.
- Evitar la congelación y el calor excesivo.

FICHA TÉCNICA

- Para uso de un solo paciente.
- No utilizar por más de 24 horas.
- Usar inmediatamente después de abrir el paquete y destruirlo después de usar.
- No utilizar si el embalaje interno está dañado o el producto está húmedo o mohoso;
- Almacenar en un ambiente no corrosivo y bien ventilado, cuya humedad relativa no supere el 80%.

ALMACENAMIENTO

Almacenar o transportar en condiciones ambientales no corrosivos y bien ventilados, cuya humedad relativa no supere el 80%.

CADUCIDAD

5 años

NORMAS QUE APLICA

- BPM e ISO 13485
- ISO 10993-5 (Ensayo de Citotoxicidad)
- ISO 10993-10 (Ensayo de hipersensibilidad e irritación)
- ISO 11135 (Esterilidad)

FABRICANTE

Jiangsu Hongxin Medical Technology Co., LTD.
China.

Jiangsu Hongxin Medical Technology CO., LTD
East side of Jinhua Road, Economic Development Zone, Shuyang, China

IMAGEN Y ESQUEMA



FICHA TÉCNICA

