

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre General

DISPOSABLE LIQUID-LOADED APLICATOR / WIPER (Hisopo/Toallita desechable impregnada con carga líquida)

Nombre Específico

Skin Wiper (Toallita para limpieza de piel)

MARCA

Longood

REFERENCIA

K-YX/5*5

DESCRIPCIÓN

Toallita desechable impregnada con solución antiséptica (Gluconato de Clorhexidina al 2% en Alcohol Isopropílico al 70%) para limpieza de piel sana.

PRESENTACIONES

- Caja por 200 sobres individuales.

EMPAQUE

▪ **Empaque primario o inmediato:**

- Sobre aluminizado color azul a celeste, conteniendo una toallita embebida con 1.5 mL de solución antiséptica.
- Fácil de apertura
- Resistente a la manipulación y transporte.
- Libre de partículas extrañas, manchas y rebabas o aristas cortantes.
- Garantiza la hermeticidad e integridad del producto.
- Rotulado conforme a las especificaciones nacionales e internacionales

▪ **Empaque secundario o mediato:**

- Caja de cartón grado médico conteniendo 200 sobres aluminizados.
- Fácil de abrir
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Garantiza la integridad del producto.
- Libre de partículas extrañas, manchas y rebabas o aristas cortantes.
- Rotulado conforme a las especificaciones nacional e internacional.

▪ **Embalaje:**

- Caja de cartón corrugado conteniendo 20 cajas por 200 sobres aluminizados.
- Fácil de apertura.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Libre de partículas extrañas, manchas y rebabas o aristas cortantes.
- Dimensiones homogéneas para facilitar su apilamiento.

- Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento; para mantener la integridad del producto.
- Rotulado conforme a las especificaciones nacional e internacional.

CARACTERÍSTICAS

- Libre de partículas extrañas y manchas.
- No estéril.
- Libre de látex.
- Libre de PVC
- Libre de Metales pesados
- Libre de fragancias
- Desechables (de un solo uso).
- Amplio espectro biocida contra bacterias, microbacterias, hongos y virus.
- Persistente actividad residual.
- **Dimensiones de la toallita:**
 - Long. lado corto: 6.3 cm $\pm$ 0.1 cm
 - Long. lado largo: 7.7 cm $\pm$ 0.1 cm
 - Area: 48.51 cm² aproximadamente.
- Atóxico e hipoalergénico
- pH medido a 25°C: 5 - 8

MATERIALES Y CONTENIDO

- **Toallita:** elaborada con tela no tejida en base a fibras de poliéster de color blancas. Suave y ligeramente elástica; embebida con la solución desinfectante.
- **Solución antiséptica:** Contiene 1.5 mL de solución antiséptica incolora conjugada de Gluconato de Clorhexidina al 2%, Alcohol Isopropílico al 70% y Agua purificada c.s.p. 100%.

ALMACENAMIENTO

El producto es fácilmente inflamable: mantener en un lugar fresco y seco, lejos de llamas, chispas o fuentes de calor. No fumar.

INCOMPATIBILIDADES CON OTROS PRODUCTOS

No debe ser mezclado con jabones, detergentes aniónicos, cloruros, carbonatos, bicarbonatos y otros aniones inorgánicos, peróxido de hidrógeno.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE SEGURIDAD

La Toallita desinfectante desechable debe usarse en pequeñas zonas de piel sana.

INDICACIONES

Antisepsia de piel sana previo a la aplicación de inyecciones o después de retirar vendajes y restos de molduras de yeso.

MODO DE EMPLEO

- Rasgar el sobre para abrir.
- Use una o más toallitas para desinfectar sobre piel sana, limpia y seca hasta humedecer.

FICHA TÉCNICA

- Espere hasta su total evaporación.
- Deseche la toallita después de su uso.

PRECAUCIÓN

- Líquido y vapor altamente inflamables.
- Provoca irritación ocular grave.
- No utilizar en piel dañada

CADUCIDAD

36 meses.

NORMAS QUE APLICA

- ISO 13485
- GB 15979-2002
- GB/T 16886-5: 2003
- GB/T 16886-10: 2005
- Farmacopea china

FABRICANTE

Longood Medicine (Beijing) Co., Ltd.
China



IMAGEN

